

# WELLCARE

## Electric Foot Warmer

Warmth in all directions | Carefully designed

### Instruction Manual

## WE-167FWH

### Elektrischer Fußwärmer

Wärme in alle Richtungen |

Durchdachtes Design

**Gebrauchsanleitung**



### Elektrische Voetenwarmer

Warmte van alle kanten |

Zorgvuldig ontworpen

**Gebruiksaanwijzing**

### Chauffe-pieds électrique

Chaleur dans toutes les directions |

Design soigné

**Mode d'emploi**

**MODEL: WE-167FWH**

<b>GB</b>	Electric Foot Warmer Warmth in all directions   Carefully designed Instruction Manual	..... 03
<b>DE</b>	Elektrischer Fußwärmer Wärme in alle Richtungen   Durchdachtes Design Gebrauchsanleitung	..... 17
<b>NL</b>	Elektrische voetenwarmer Warmte van alle kanten   Zorgvuldig ontworpen Gebruiksaanwijzing	..... 33
<b>FR</b>	Chauffe-pieds électrique Chaleur dans toutes les directions   Design soigné Mode d'emploi	..... 51

B809.101-J1024

**WELLCARE CO., LTD.**

16F, No. 738, Zhong Zheng Rd., Zhong He District, New Taipei City 235, Taiwan

Tel. 886 2 8226 2899 Fax. 886 2 8226 2889

[www.wellcare-global.com](http://www.wellcare-global.com)

## Explanation of symbols



Read instructions



Do not use when folded or creased



Do not pierce with needles



Not to be used by very young children  
(0-3 years)



Do not dry clean



Wash by hand.  
Maximum temperature 30°C



The lining can be washed in extra gentle  
washing program at 30°C!



Do not bleach



Do not tumble dry



Do not iron

**IPX1**

Drip-proof! (applicable for the foot warmer)

Thank you for purchasing the Electric Foot Warmer of Wellcare.

To enjoy the most comfortable experience and the greatest satisfaction, please take a few minutes to read this instruction carefully before using this product.




---

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS RETAIN FOR FUTURE USE**

### **KEEP CAREFULLY IN CASE IT IS NEEDED!**

This foot warmer is designed to be used for many years if it is properly used. Read the instruction carefully to prevent damage or danger caused by incorrect use. Keep this instruction manual at an easy-to-access location so you can refer back when necessary.

If you let somebody else use this product, please pass on this instruction manual as well and make sure the user has read it before using.



## **4D DWF® Technology** (please see fig. C)

This electric foot warmer utilizes WELLCARE's recent and the most innovative technology - 4D DWF®. While this technology pioneers in the flexible heating industry, its production process is also the state of the art

Our physical living environment consists of three dimensions, width, length, and depth; hence, the term "3D". As Wellcare introduces to you the 4D DWF® technology, the "temperature" brought to you by dynamic flow of warmth is the definition of the fourth dimension. 4D DWF® employs concepts of breathing system which creates full-body heat circulation for heat to disperse evenly, thoroughly, and quickly. The heat is generated by heating elements, builds up and gathers around several hundred uniquely designed circular holes. Through these holes, the heat flows bi-directionally to create a gentle heat flow and the thermal energy can flow rapidly to warm up human bodies.

There are many benefits of this innovative technology :

- Better breathability
- Rapid heating
- Higher temperature
- Uniquely designed holes to provide 360° warmth circulation
- Greater heat distributing area
- Effective heat transmission
- Strands of warmth flow retain air moisture
- Warmth kept at a constant temperature
- Energy saving

## **This appliance is not intended for medical use in hospitals.**

- Please read carefully and follow the instructions.
- Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs or if the appliance has been misused or does not work, return it to the supplier before switching it on again.
- Do not use this appliance if there is visible damage.
- Use the appliance only as described in this instruction manual.
- Before connecting the foot warmer to your power supply, please ensure that the supply voltage stated on the rating plate is compatible with your mains supply.
- The foot warmer must not be used when folded or crumpled.
- Do not use the appliance for persons who cannot move without help, small children, persons who cannot feel heat, or animals. Persons who can feel heat to some extent may only use the appliance with supervision.
- This appliance must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.
- Do not pierce the foot warmer with needles, safety pins or other sharp objects.
- Do not tug, twist or make sharp bends to the

cables.

- Do not carry or unplug the foot warmer by pulling its mains cable.
- Do not expose the controller, the connection box and the mains cable to moisture or liquids.
- Do not use this appliance when wet and only use it in dry environments.
- Do not operate the foot warmer unsupervised.
- Caution! Never fall asleep while the appliance is in operation.
- Prolonged use can cause burns to the skin.
- When the appliance will be used for an extended period (falling asleep), the temperature setting should be adjusted to the lowest level (setting 1) for continuous use to avoid overheating on the same body part, which may lead to burns to the skin.
- A damaged mains cable cannot be replaced. If the mains cable is damaged, the whole foot warmer must be disposed of.
- While the foot warmer is switched on,
  - Do not place any large or heavy objects on it such as suitcases, etc.,
  - Do not place any heat sources on it such as hot water bottles, heating pads or such like.
  - Due to the components in the controller will make it slightly warm, never let the controller to be covered or placed on the heating pad, pillows and the like or lie on the electric mattress heater.



- Do not fold the foot warmer when it is hot.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with this appliance.
- Children below the age of three (0-3 years old) are not allowed to use this appliance because they are not able to react to overheating.
- This appliance cannot be used by young children over the age of three (3 ~ 8 years old) unless the controller has been preset by a parent or guardian or the child has been instructed and how to operate the blanket safely.
- This appliance may be used by children over the age of eight (8), and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge if they have been supervised or instructed concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If you have any concerns about health issues, please consult with your doctor before using the appliance.
- Do not use the foot warmer on parts of the body that are swollen, injured or inflamed.
- If you experience any pain or discomfort while using the unit, stop using it immediately.
- If you use a pacemaker, please consult your doctor and the manufacturer of the pacemaker before using this product due to the EMF

(electromagnetic fields) emanated from this electric product may interfere with functions of your pacemaker under certain circumstances.

- This foot warmer is only designed to warm up the human body. Do not use it on pets or other animals.
- When the foot warmer is not in use:
  - Set the slide switch on the controller to setting “0” (OFF)
  - The plug should be removed from the wall socket and the foot warmer should be stored in a dry place, without additional weight on it.
- When the foot warmer will not be used for a period of time, we recommend that you store it in the original packaging.
  - Allow it to cool down before the storage.
  - Do not crease the foot warmer by placing items on top of it during storage.
  - Store it in a dry place away from any liquids or sources of heat.
- Do not wear shoes when using the foot warmer because this will lower your heat-sensitivity and will make the foot warmer dirty.

## **ITEMS INCLUDED IN THE PACKAGE**

- 1 Foot Warmer
- 1 Removable Fleece Lining
- 1 Controller with Cable and Power Plug
- 1 Instruction Manual
- 1 Product Catalogue
- 1 Service Instruction
- 1 Membership Card

## **DESCRIPTION OF THE DEVICE AND CONTROLLER** (please see fig.A)

1. Mains cable with plug
2. Controller
3. APS (Active Protection System) with 3-colored LED display (on both sides)
4. Slide switch for ON, OFF and temperature settings (1, 2, 3, 4)
5. Removable fleece lining
6. Foot warmer
7. Connection box

## **ADJUSTABLE FLEECE LINING** (please see fig.B)

The snap button design on the fleece lining can help you to adjust the lining to wrap your feet higher, cover more area and feel snuggler.

## **PREPARING FOR USE**

1. Always make sure the foot warmer (6) is

without any folds, creases or ruck-up.

2. Always use the foot warmer (6) with the removable fleece lining (5) and only use the one supplied with it.
3. Make sure the controller (2) is not covered by the sheet, pillow or any objects.
4. Plug the mains cable (1) to the wall socket.  
Unplug the appliance from the wall socket when it is no longer in use.

## SWITCHING ON

---

Before each time you use the foot warmer (6), please make sure it is not bundled, folded or creased before it is switched on.

Connect the product only to 230VAC. Switch on the product by using the hand-operated slide switch (4) and the light on the APS (3) will be turned on to ensure the product has been operated correctly.

### **Temperature settings :**

**4 = maximum warmth**

**2-3 = moderate warmth**

**1 = minimum warmth**

**0 = OFF**

In order to warm up the foot warmer faster, it is recommended to initially set the foot warmer at the highest temperature setting.

## **APS (Active Protection System) – 3-Color LED**

This product is equipped with APS (Active Protection System) (3) technology which detects errors on the operation or component failures. By the 3-color LEDs which can be seen from both sides of the controller (2), APS can help you to operate the foot warmer easily and safely.

Green – The product has reached the desired temperature level.

Orange – The product is heating up to reach the desired temperature level.

Due to the temperature variation in different environments (room, bed, etc.), APS LED may change between green and orange colors within seconds which indicates continuous heating when the product is in use. Under this circumstance, please note the product is functioning properly and normally.

Red light – Possible malfunction or overheating, switch off the appliance immediately.

In the following situations, the red light will come on to indicate warning:


- When the critical components are damaged: Please disconnect the mains cable from wall outlet immediately.
- When the heating wires or other components are broken and the device cannot work anymore.

The warnings mentioned above cannot cover all defective situations as the damages on some

components will not lead to red light.


### TURBO HEATING

The foot warmer is with a turbo heating function for user to feel warmth within 7-10 minutes after it is switched on.



### TIMER FUNCTION

Now you can enjoy the pleasant warmth especially for your feet. This foot warmer is equipped with an automatic switch-off function. After approx. 90 minutes, the foot warmer will be switched off automatically.



In order to put the foot warmer into operation again you must set the slide switch (4) to setting '0' first.

After about 5 seconds, you can switch on the foot warmer again.

### CAUTION

- Do not use the foot warmer when it is folded, creased or drawn together.
- The electronic components inside the controller may cause the controller slightly warm when the product is in use. Therefore, the controller must not be covered or placed on top of any heating sources when it is in operation.
- You should not gauge the foot warmer's temperature by hands because hands are less sensitive to heat than the skin on the rest of the body parts. The temperature may feel lukewarm by hands but could be unpleasantly hot to feet.

### CLEANING AND CARE

- Before cleaning the foot warmer (6), always unplug the product from the wall socket first. Otherwise, there is a risk of electric shock.
- To clean the controller (2), use a dry, lint-free cloth. Do not use any chemical or abrasive cleaning detergents.
- Please note that the foot warmer (6) should not be dry-cleaned, wrung out, machine-dried, pressed, ironed or bleached.
- The foot warmer (6) can be hand washed at 30°C; small marks on the foot warmer can be cleaned with a slightly damp cloth or a soft brush. The connection box (7) must not come into contact with water or any liquids.
- The removable fleece lining (5) is machine washable. Set washing

machine to a gentle washing cycle at 30°C, the fleece lining should only be washed together with other textiles. Use a mild washing detergent for delicate fabrics and dose it according to the manufacturer's instructions. Always use a laundry bag for better protection of the fabric.

- For dark color products, always wash separately.
- After washing, reshape the foot warmer (6) and the fleece lining (5) to its original dimensions while it is still damp, and lay them flat on a moisture-absorbent towel, mat or clothes horse to dry it.
- Do not use pegs or similar items to attach the foot warmer (6) to the clothes horse, they may damage the foot warmer.
- Only use the foot warmer (6) and the fleece lining (5) when they are complete dry.
- Never switch on the foot warmer to dry it.

## STORAGE

If the foot warmer will not be used for a long time, we highly recommend:

- Always let the appliance to cool down first before the storage.
- Store it in the original packaging and put it in a dry place.
- Do not put any object on the top of the appliance.

## DISPOSAL

This appliance must not be disposed together with domestic waste but at a suitable local collection or recycling point. Please dispose of the appliance in accordance with Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). If there is any question, please contact the municipal authority for more information about disposal in your area.



## WARRANTY

Please note Wellcare provides two-year limited warranty for this product. Wellcare warrants that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of two years beginning on the date of purchase.

During the two-year period beginning on the date of purchase, Wellcare will replace defective products covered under this limited warranty. Please note a clear copy of the purchase receipt for the product is required. To request limited warranty service, please return the defective

product to the store where you purchased it with the clear copy of purchase receipt within the limited warranty period. The replacement product will assume the remaining limited warranty of the original product.

We advise you to call our helpdesk for any problems regarding the product before returning it to the store where you purchased it.

However, please note that our limited warranty does not cover any damage due to shipment of the products to you and external causes, including accident, abuse, misuse, problems with electrical power, usage not in accordance with product instructions, failure to perform reasonable maintenance, problems caused by use of parts and components not supplied by Wellcare, and problems caused by unauthorized repair of Wellcare's product. Furthermore, our limited warranty does not cover any damage due to the defects known to exist by you when you purchase the product.

This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country (or jurisdiction to jurisdiction). Wellcare's responsibility for malfunctions and defects in product is limited to replacement as set forth in this limited warranty statement. All express and implied warranties for the product, including but not limited to any implied warranties of an conditions of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the limited warranty period set forth above and no warranties, whether express or implied, will apply after such period. Wellcare does not accept liability beyond the remedies set forth in this limited warranty statement or liability for indirect, incidental or consequential damages.

## **TECHNICAL DATA**

Model : WE-167FWH

Size : 30 (L) x 26 (W) x 21 (H) CM

Voltage : 230V- 50Hz

Watts : 100W



## Zeichenerklärung



Lesen Sie die Anweisungen



Nicht benutzen, wenn gefaltet oder zerknittert



Nicht mit Nadeln durchbohren



Nicht bei jungen Kinder einsetzen  
(0-3 Jahre)



Nicht chemisch reinigen



Handwäsche.  
Höchsttemperatur 30 °C



Das Futter Bezug kann mit einem besonders schonenden  
Waschprogramm bei 30 °C gewaschen werden!



Nicht bleichen



Nicht im Trockner trocknen



Nicht bügeln

**IPX1**

Tropfwasser geschützt! (gilt für den Fußwärmer)

Vielen Dank für den Kauf des elektrischen Fußwärmers von Wellcare.

Damit Sie unser Produkt optimal nutzen können und langfristig Freude daran haben, lesen Sie sich vor dem ersten Gebrauch bitte sorgfältig die folgenden Anweisungen durch.

---




## **WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN ZWECKS SPÄTERER NUTZUNG AUF**

### **HALTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN GRIFFBEREIT !**

Die Lebensdauer des Fußwärmers ist bei ordnungsgemäßer Verwendung für viele Jahre ausgelegt.

Lesen Sie sich die Anweisungen sorgfältig durch, um Schäden oder Gefahren durch fehlerhaften Gebrauch zu vermeiden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort auf, um später darauf zurückgreifen zu können.

Wenn Sie das Produkt an andere Personen weitergeben, legen Sie immer die Bedienungsanleitung bei und stellen Sie sicher, dass sie vor Gebrauch des Produktes gelesen wird.



## **Vorstellung der patentierten 4D-DWF®-Technologie (siehe Abb. C)**

Der elektrische Fußwärmer verfügt über die neue und innovative 4D DWF®-Technologie von Wellcare. Die wegweisende Heiztechnologie wird mit einem für die Branche völlig neuen Produktionsverfahren hergestellt.

Unsere Umgebung besteht aus drei Dimensionen – Breite, Höhe und Tiefe – kurz "3D" genannt. Mit der dynamischen Wärmeverteilung der neuen 4D-DWF®-Technologie bringt Wellcare eine vierte Dimension: Temperatur. Das atmungsaktive System sorgt für eine schnellere und gleichmäßigere Hitzeverteilung über die gesamte Fläche. Die spezielle Oberflächenform sorgt dafür, dass die von Heizelementen erzeugte Wärme um die zahllosen Perforierungen angestaut wird. Der in beide Richtungen durch die Löcher fließende Luftstrom erzeugt dann einen leichten Wärmefluss, der den Körper schneller erwärmt.

Diese neuartige Technologie bietet folgende Vorteile:

- Bessere Atmungsaktivität
- Schnelles Erwärmen
- Höhere Temperaturen
- Einzigartiges Lochdesign für eine vollständige Wärmezirkulation
- Großflächigere Wärmeverteilung
- Wirksame Wärmeübertragung
- Gleichbleibende Luftfeuchtigkeit aufgrund von Wärmefluss
- Konstante Temperatur
- Energiesparend

## **Dieses Gerät ist nicht für medizinische Anwendung bestimm.**

- Lesen Sie sich die Anweisungen aufmerksam durch und befolgen Sie sie.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden. Sollte es Anzeichen dafür geben oder eine Fehlbedienung oder Fehlfunktion des Produktes vorliegen, schalten Sie es nicht wieder ein und geben Sie es zurück an Ihren Händler.
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es offensichtliche Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Bevor Sie den Fußwärmer an die Stromversorgung anschließen, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild ausgewiesenen Spannung übereinstimmt.
- Der Fußwärmer darf nicht verwendet werden, wenn er gefaltet oder geknautscht ist.
- Das Produkt darf nicht für Kleinkinder, in ihrer Bewegung eingeschränkte Personen, Personen ohne Wärmeempfinden oder Tiere verwendet werden. Personen mit eingeschränktem Wärmeempfinden dürfen das Produkt nur unter Aufsicht verwenden.
- Das Produkt darf nicht von Personen ohne Wärmeempfinden oder anderen

schutzbedürftigen Personen verwendet werden, die nicht auf eine Überhitzung reagieren können.

- Den Fußwärmer nicht mit Nadeln oder anderen scharfen Gegenständen durchstechen.
- Kabel dürfen nicht gequetscht oder geknickt werden.
- Ziehen Sie für das Ausstecken und den Transport des Fußwärmers nicht am Kabel.
- Den Regler, das Anschlussgehäuse und das Netzkabel keiner Feuchtigkeit oder Flüssigkeit aussetzen.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es feucht oder nass ist, und setzen Sie es nur in trockenen Umgebungen ein.
- Lassen Sie den Fußwärmer nicht unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Vorsicht! Achten Sie unbedingt darauf, bei Gebrauch des Produktes nicht einzuschlafen.
- Der Gebrauch über einen längeren Zeitraum kann zu Hautverbrennungen führen.
- Sollte das Produkt für einen längeren Zeitraum verwendet werden, muss die Temperatur auf die niedrigste Stufe (Einstellung 1) gesetzt werden, um ein Überhitzen am Körper und mögliche Hautverbrennungen zu vermeiden.
- Ein beschädigtes Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss der Fußwärmer komplett

entsorgt werden.

- Wenn der Fußwärmer eingeschaltet ist:
  - keine großen oder schweren Gegenstände auf dem Wärmer ablegen, wie z. B. Koffer usw.;
  - keine Wärmequelle wie Wärmflasche, Heizkissen oder Ähnliches auf dem Wärmer ablegen;
  - Aufgrund seiner Bauweise kann der Regler etwas warm werden. Er darf daher nicht bedeckt oder auf das Heizkissen, auf Kissen oder Ähnliches und nicht auf ein elektrisches Wärmeunterbett gelegt werden.
- Der Fußwärmer darf nicht gefaltet werden, solange er warm ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.
- Das Produkt darf nicht für Kleinkinder (0–3 Jahre) verwendet werden, da sie nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Der Fußwärmer darf nicht von Kleinkindern (über 3-8 Jahre) verwendet werden, es sei denn, der Regler wurde von den Eltern oder einer Aufsichtsperson voreingestellt oder das Kind hat vorher die sichere Nutzung des Bezugs gelernt.
- Kinder (über 8 Jahre) sowie Personen, die über eingeschränkte körperliche, sensorische

oder geistige Fähigkeiten verfügen oder keine Kenntnisse oder Erfahrung im Umgang damit haben, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, oder sofern sie vorher in eine sichere Nutzung des Produktes eingewiesen wurden und sich der damit verbunden Gefahren bewusst sind.

- Die Reinigung und Pflege des Produktes durch Kinder darf nur unter Aufsicht erfolgen.
- Für Risiken und Nebenwirkungen bei der Verwendung des Produktes wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Verwenden Sie den Fußwärmer nicht an Körperteilen, die geschwollen, verletzt oder entzündet sind.
- Sollten Sie die Anwendung als unangenehm oder schmerzhaft empfinden, brechen Sie diese sofort ab.
- Sollten Sie einen Herzschrittmacher oder ähnliche Geräte tragen, wenden Sie sich vor dem Gebrauch des Produktes an Ihren Arzt oder den Hersteller des Medizingerätes, da die von dem Produkt abgegebenen elektromagnetischen Felder unter Umständen die Funktionsweise des Herzschrittmachers beeinträchtigen könnten.
- Der Fußwärmer ist nur für die Verwendung am menschlichen Körper ausgelegt und darf nicht für Haustiere oder andere Tiere verwendet werden.



- Wenn der Fußwärmer nicht verwendet wird,
  - setzen Sie den Regler auf “0” (OFF);
  - ziehen Sie den Stecker von der Wandsteckdose ab. Bewahren Sie den Fußwärmer an einem trockenen Ort auf. Legen Sie keine Gegenstände auf dem Wärmer ab.
- Wenn Sie den Fußwärmer für längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir seine Aufbewahrung in der Originalverpackung.
  - Lassen Sie den Wärmer vor dem Aufbewahren abkühlen.
  - Den Fußwärmer nicht durch auf ihn gelegte Gegenstände verknautschen.
  - Bewahren Sie den Wärmer an einem trockenen Ort und vor Flüssigkeiten und Wärmequellen geschützt auf.
- Tragen Sie keine Schuhe, wenn Sie den Fußwärmer verwenden, da dies Ihre Wärmeempfindlichkeit verringert und den Fußwärmer schmutzig macht.

## **LIEFERUMFANG**

- 1 Fußwärmer
- 1 Entfernbare Vliesfutter
- 1 Regler mit Kabel und Steckverbinder
- 1 Gebrauchsanleitung
- 1 Produkt Katalog
- 1 Service Instruktion
- 1 Mitgliedskarte

## **BESCHREIBUNG VON PRODUKT UND REGLER**

(siehe Abb. A)

1. Netzkabel mit Stecker
2. Regler
3. APS (Aktives Schutzsystem) mit 3-farbiger LED-Anzeige (beidseitig)
4. Schieberegler für Ein/Aus (ON/OFF) oder die gewünschte Temperatureinstellung (4-stufig)
5. Entfernbare Vliesfutter
6. Fußwärmer
7. Regleranschluss

## **ANPASSBARES VLIESFUTTER** (siehe Abb. B)

Mit dem Druckknopf des Vliesfutters können Sie das Futter so anpassen, dass Ihre Füße auch weiter oben eingehüllt werden, also mehr Fläche bedeckt wird und Sie sich wohler fühlen.

## VOR DEM GEBRAUCH

---

1. Der Fußwärmer (6) darf nicht gefaltet, geknickt oder geknautscht werden.
2. Verwenden Sie den Fußwärmer (6) immer mit dem abnehmbaren Vliesfutter (5) und nur mit demjenigen, das mitgeliefert wurde.
3. Achten Sie darauf, dass der Regler (2) nicht von Bettlaken, Kissen oder anderen Gegenständen bedeckt ist.
4. Schließen Sie das Netzkabel (1) an der Steckdose an.

Ziehen Sie den Stecker von der Steckdose ab, wenn Sie das Unterbett nicht mehr benutzen.

## EINSCHALTEN

---

Stellen Sie vor dem Einschalten des Fußwärmers sicher, dass er nicht zusammengerollt, gefaltet oder zerknautscht ist.

Schließen Sie das Produkt nur an 230 Volt Wechselstrom an. Schalten Sie das Produkt mit dem manuellen Schiebeschalter (4) ein, das Licht am APS (3) geht an, um anzuzeigen, dass das Gerät korrekt eingeschaltet wurde.

**Temperatur einstellen :**

**4 = Maximale Wärme**

**2 - 3 = Mittlere Wärme**

**1 = Minimale Wärme**

**0 = AUS**

Um den Fußwärmer schneller zu erwärmen, wird empfohlen, den Fußwärmer zunächst auf höchste Temperatureinstellung einzustellen.

### **APS (Aktives Schutzsystem) - 3-farbige LED**

Dieses Gerät ist mit der APS-Technologie (aktives Schutzsystem) (3) ausgestattet, die Funktions- oder Bauteilfehler erkennt. Mithilfe der auf beiden Seiten des Reglers (2) sichtbaren 3-farbigen LED-Anzeige (3) hilft Ihnen das APS-System beim einfachen und sicheren Gebrauch des Fußwärmers.

Grün - Das Gerät hat die gewünschte Temperatur erreicht.

Orange - Das Gerät wird auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt.

Aufgrund von Temperaturunterschieden in verschiedenen Umgebungen (Zimmer, Bett usw.) kann die LED des APS beim Gerätebetrieb innerhalb von Sekunden zwischen grün und orangefarben wechseln, um ein anhaltendes Heizen anzuzeigen. Unter diesen Umständen funktioniert das Gerät ordnungsgemäß und normal.

Rotes Licht - Mögliche Fehlfunktion oder Überhitzung, Gerät sofort ausschalten.

In den folgenden Situationen leuchtet das rote


Warnlicht auf.

- Wenn kritische Bauteile beschädigt sind: Ziehen Sie das Netzkabel sofort aus der Steckdose.
- Wenn die Heizdrähte oder andere Bauteile beschädigt sind und das Gerät nicht mehr funktioniert.

Die vorgenannten Warnmeldungen umfassen nicht alle möglichen Fehler, da einige Schäden an Komponenten die rote LED oder den Piepton nicht auslösen.

### SCHNELLAUFHEIZUNG

Der Fußwärmer verfügt über eine Schnellheizfunktion, damit sich der Benutzer bereits innerhalb von 7-10 Minuten wärmen kann.



### TIMER-FUNKTION

Jetzt können Sie die angenehme Wärme besonders für Ihre Füße genießen. Dieser Fußwärmer ist mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet. Nach ca. 90 Minuten wird der Fußwärmer automatisch abgeschaltet. Um den Fußwärmer wieder in Betrieb zu nehmen, müssen Sie zuerst den Schiebeschalter (4) auf die Einstellung '0' stellen. Nach ca. 5 Sekunden können Sie den Fußwärmer wieder einschalten.



### VORSICHT

- Verwenden Sie den Fußwärmer nicht, solange er gefaltet, geknickt oder geknautscht ist.
- Die elektronischen Bauteile des Reglers können dazu führen, dass er sich während des Betriebs leicht erwärmt. Deshalb darf der Regler während des Betriebs nicht abgedeckt und nicht auf Wärmequellen abgelegt werden.
- Sie sollten die Temperatur des Fußwärmers nicht mit der Hand messen, da die Hände weniger empfindlich auf Hitze reagieren als die Haut der übrigen Körperteile. Die Temperatur kann sich mit der Hand lauwarm anfühlen, aber unangenehm heiß für die Füße sein.

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung des Fußwärmers (6) muss das Gerät zuerst von der Wandsteckdose abgezogen werden. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.
- Zur Reinigung des Reglers (2) verwenden Sie ein trockenes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Vergessen Sie nicht, dass der Fußwärmer (6) nicht chemisch gereinigt, maschinell getrocknet, ausgewrungen, ausgedrückt, gebügelt oder gebleicht werden darf.
- Der Fußwärmer (6) kann bei 30 °C mit der Hand gewaschen werden. Kleine Flecken auf dem Fußwärmer können mit einem befeuchteten Tuch oder einer weichen Bürste gereinigt werden. Das Anschlussgehäuse (7) darf nicht mit Wasser oder Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Das abnehmbare Vliesfutter (5) ist in der Maschine waschbar. Stellen Sie die Waschmaschine auf einen schonenden Waschgang bei 30 °C ein, das Vliesfutter sollte nur zusammen mit anderen Textilien gewaschen werden. Verwenden Sie ein Feinwaschmittel für empfindliche Textilien und dosieren Sie es gemäß den Herstelleranweisungen. Verwenden Sie immer einen Wäschebeutel, um den Stoff besser zu schützen.
- Waschen Sie dunkelfarbige Produkte immer separat oder mit gleichfarbigen Textilien.
- Nach dem Waschen den Fußwärmer (6) und das Vliesfutter (5) noch feucht auf seine ursprünglichen Maße formen und zum Trocknen flach auf ein feuchtigkeitsaufnehmendes Handtuch, eine Matte oder einen Wäscheständer legen.
- Verwenden Sie keine Wäscheklammern oder Ähnliches, um den Fußwärmer am Wäscheständer zu befestigen, da es dadurch beschädigt werden könnte.
- Verwenden Sie den Fußwärmer (6) und das Vliesfutter (5) nur, wenn er vollständig trocken ist.
- Schalten Sie den Fußwärmer (6) niemals ein, um ihn zu trocknen.

## AUFBEWAHRUNG

Wenn Sie das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, empfehlen wir Ihnen dringend:

- Lassen Sie das Produkt vor dem Verstauen zur Aufbewahrung abkühlen.
- Verpacken Sie es in seiner Originalverpackung (sofern vorhanden) und bewahren Sie es an einem trockenen Platz auf.
- Legen und stellen Sie keine anderen Gegenstände auf das Produkt.

## UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG

Laut der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Haushaltsgeräte nicht mit dem ungetrennten Hausmüll entsorgt werden, sondern sollten zur örtlichen Sammelstelle gebracht werden, damit die einzelnen Teile wiederverwertet werden können und so weniger umweltbelastend sind.



Das durchstrichene Symbol einer Mülltonne, das Sie auf dem Produkt finden, erinnert Sie an diese Verpflichtung. Setzen Sie sich für weitere Informationen über die örtliche Regelung mit Ihrer Kommune in Verbindung.

## GARANTIE

Für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum gewährt Wellcare für dieses Produkt die Garantie, dass es frei von Material- und Herstellungsfehlern ist.

Während dieses Zeitraums von zwei Jahren ab Kaufdatum tauscht Wellcare alle durch diese beschränkte Garantie abgedeckten, fehlerhaften Produkte um. Bitte beachten Sie, dass für den Umtausch eine lesbare Kopie des Kaufbeleges für das Produkt erforderlich ist. Bringen Sie das fehlerhafte Produkt zusammen mit der lesbaren Kopie des Kaufbeleges innerhalb der Garantielaufzeit in das Geschäft zurück, in dem Sie es erworben haben. Für das Ersatzprodukt gilt die verbleibende Garantielaufzeit des ursprünglichen Produkts.

Wir empfehlen Ihnen bevor Sie ein fehlerhaftes Produkt in das Geschäft zurückbringen unseren Kundendienst anzurufen.

Bitte beachten Sie, dass die beschränkte Garantie keinerlei Schäden abdeckt, die während des Transports des Produktes zu Ihnen oder durch externe Ursachen entstehen, wie beispielsweise Unfälle, unsachgemäßer Gebrauch, Probleme mit der Stromversorgung, Missachtung der Bedienungsanleitungen, mangelhafte Pflege, Probleme durch Teile und Zubehör, die nicht von Wellcare bereitgestellt wurden, sowie Probleme durch eigenmächtige Reparaturen. Weiterhin deckt die Garantie keinerlei

Schäden ab, die Ihnen beim Kauf des Produktes bereits bekannt waren.

Diese beschränkte Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Abhängig von Ihrem Land (oder Ihrer Rechtsprechung) stehen Ihnen möglicherweise weitere Rechte zu. Die Haftung von Wellcare für Fehlfunktionen und Fehler des Produktes ist gemäß dieser beschränkten Garantieerklärung auf den Umtausch beschränkt. Sämtliche Garantien und Gewährleistungen für das Produkt, insbesondere die stillschweigende Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, sind in ihrer Laufzeit auf den oben genannten Zeitraum beschränkt. Nach Ablauf dieses Zeitraums erlöschen sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche. Andere als die in dieser Garantieerklärung genannten Rechtsmittel werden von Wellcare nicht anerkannt. Wellcare übernimmt keinerlei Haftung für indirekte, Neben- und Folgeschäden.

## **TECHNISCHE DATEN**

Modell : WE-167FWH

Größe : 30 (L) x 26 (W) x 21 (H) CM

Stromversorgung : 230V- 50Hz

Heizleistung : 100W



## Verklaring van tekens



Lees de aanwijzingen zorgvuldig door



Niet gevouwen of in elkaar geschoven gebruiken



Geen naalden insteken



Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar (0-3 jaar)



Niet chemisch reinigen



Met de hand wassen  
Maximum temperatuur 30°C



De voering kan met een fijnwasprogramma op 30°C gewassen worden



Niet bleken



Niet drogen in de droogtrommel



Niet strijken

**IPX1**

Beschermd tegen druiptwater!  
(geldig voor de voetenwarmer)

Wij bedanken u voor uw aankoop van de Wellcare Elektrische Voetenwarmer.

Om ervoor te zorgen dat u van dit product optimaal naar volle tevredenheid kunt genieten, raden wij u aan enkele minuten de tijd te nemen om de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen alvorens u het product in gebruik neemt, ook indien u met dit soort product vertrouwd bent.




---

# **BELANGRIJKE VEILIGHEID INSTRUCTIES BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK**

## **HOUD DEZE INSTRUCTIES ONDER HANDBEREIK!**

Deze Voetenwarmer is zodanig ontworpen dat het bij juist gebruik vele jaren gebruikt kan worden. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Het voorkomt schade en gevaar door onjuist gebruik. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een gemakkelijk te bereiken plaats, zodat u deze indien nodig, nog eens kunt raadplegen.

Indien u het product door iemand anders laat gebruiken, geef deze persoon dan deze gebruiksaanwijzing om er zeker van te zijn dat de gebruiker deze heeft gelezen alvorens het product te gebruiken.



## Introductie van de gepatenteerde 4D- DWF® technologie

(zie figuur C):

Deze elektrische voetenwarmer maakt gebruik van Wellcare's recente - en meest innovatieve 4D DWF® technologie. Terwijl deze technologie nog in de flexibele verwarmingsindustrie pioniert is haar productie proces tegelijkertijd de allernieuwste in de industrie.

Onze fysieke leefomgeving bestaat uit 3 dimensies: lengte, breedte en diepte, vandaar de term "3D". Wellcare introduceert u de 4D DWF® technologie, de "temperatuur" die met een dynamische warmtestroom naar u toekomt is de 4e dimensie. 4D DWF® maakt gebruik van een ademend systeem dat een volledige lichaamswarmte circulatie creëert door warmte die gelijkmatig, intensief en snel verspreid wordt. De warmte wordt door verwarmingselementen gegenereerd en wordt rond enkele honderden unieke circulatie gaten verzameld. De warmte vloeit in 2 richtingen en creëert daarmee een prettige warmte stroom en thermische energie die het menselijk lichaam snel opwarmt.

Deze vernieuwende technologie biedt u de volgende voordelen:

- Betere ademende werking
- Snelle opwarming
- Hogere temperatuur
- Uniek ontworpen ronde openingen die een 360 graden warmtecirculatie bieden
- Groot warmte verdeel oppervlak
- Effectieve warmte overdracht
- Luchtstromen behouden de luchtvochtigheid
- De warmte blijft op een constante temperatuur
- Energiezuinig

## **Dit product is niet bestemd voor medische toepassing in ziekenhuizen.**

- Lees deze instructies aandachtig door en volg de aanwijzingen nauwkeurig op.
- Onderzoek dit product regelmatig op sporen van beschadiging en slijtage. Indien u zulke sporen aantreft of wanneer het product onjuist is gebruikt of niet meer werkt lever dit dan in bij uw leverancier voordat u het weer in gebruik neemt.
- Gebruik dit product niet wanneer het zichtbaar beschadigd is.
- Gebruik dit product uitsluitend zoals in de gebruiksaanwijzing wordt beschreven.
- Voor u het apparaat aansluit op uw stroomtoevoer, dient u erop te letten dat de netspanning, die op het typeaanduidingsplaatje staat aangegeven overeenkomt met die van uw stroomnet.
- Gebruik deze voetenwarmer niet wanneer deze gevouwen of gekreukeld is.
- Gebruik dit toestel niet bij personen die zich niet zonder hulp kunnen bewegen, kleine kinderen, personen die ongevoelig zijn voor warmte, of dieren. Personen die slechts tot een bepaalde hoogte gevoelig zijn voor warmte mogen dit toestel alleen onder toezicht gebruiken.
- Gebruik dit product niet bij personen die ongevoelig zijn voor warmte en andere

kwetsbare personen die niet in staat zijn op oververhitting te reageren.

- Er mogen geen veiligheidsspelden of andere spitse - of scherpe voorwerpen worden aangebracht of ingestoken.
- Buig of draai de kabel niet en maak er geen scherpe bochten in.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Draag de voetenwarmer niet aan de kabel.
- Stel de controller, de aansluitdoos en het netsnoer niet bloot aan vocht of vloeistoffen.
- Gebruik de voetenwarmer niet, indien deze nat is, en gebruik deze alleen in een droge omgeving.
- Laat de voetenwarmer nooit aan staan zonder toezicht.
- Let op: val niet in slaap terwijl dit toestel is ingeschakeld.
- Overdadig gebruik kan tot huidverbranding leiden.
- Indien dit product gedurende een langere tijd wordt gebruikt (slaap) dient u ter voorkoming van oververhitting van een bepaald lichaamsdeel dat tot huidverbranding kan leiden, de temperatuurregeling op niveau 1 voor langdurig gebruik in te stellen.
- Een beschadigde stroomkabel kan niet worden vervangen. Als het netsnoer beschadigd is, dient

u de gehele voetverwarmer via het recycle perron af te voeren.

- Wanneer de voetenwarmer is ingeschakeld,
  - Plaats er dan geen grote - of zware voorwerpen als bijvoorbeeld een koffer op.
  - Plaats er geen warmtebronnen zoals een warmwaterfles, verwarmingskussen en dergelijke op.
  - De componenten in de controller geven warmte af. Dek de controller daarom niet af en plaats deze ook niet op het bed, het kussen of op de elektrische deken, hang de controller vrij naast uw bed.
- Vouw de voetenwarmer niet op wanneer deze nog warm is.
- Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen dat ze niet met dit apparaat spelen.
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen het toestel niet gebruiken, omdat zij niet in staat zijn op oververhitting te reageren.
- De voetenwarmer mag niet door kinderen ouder dan 3 jaar worden gebruikt, tenzij de controller door een ouder of een andere, toezicht houdende persoon vooraf werd ingesteld of wanneer het kind voldoende uitleg kreeg om de controller veilig te gebruiken.
- Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar, alsmede door



mensen met een fysieke -, sensorische - of mentale beperking, of mensen met gebrek aan kennis of ervaring, op voorwaarde dat zij onder supervisie staan of dat zij voldoende werden geïnformeerd over het veilige gebruik van het toestel en zij de daaruit voortvloeiende mogelijke gevaren begrijpen.

- Kinderen mogen het toestel niet schoonmaken of onderhouden, wanneer ze niet onder supervisie staan.
- Indien u zich zorgen maakt over gezondheidskwesties neemt u dan voor u het product in gebruik neemt contact op met uw arts.
- Pas de voetenwarmer niet toe op lichaamsdelen die gezwollen, ontstoken of gewond zijn.
- Breek, indien u de toepassing als onaangenaam of pijnlijk beschouwt, het gebruik onmiddellijk af.
- Wanneer u een pacemaker gebruikt neemt u dan voordat u dit product in gebruik neemt contact op met uw arts. De magnetische velden van dit product kunnen mogelijk onder bepaalde omstandigheden invloed hebben op de werking van uw pacemaker.
- De voetenwarmer is bestemd om het menselijk lichaam op te warmen. Gebruik dit niet voor uw huis - of andere dieren.
- Als de voetenwarmer niet gebruikt wordt:
  - Plaats dan de schuif op de controller in stand "0" (UIT).

- Verwijder de stekker uit het stopcontact en berg de voetenwarmer op een droge plaats op zonder er gewicht op te plaatsen.
- Wanneer u de voetenwarmer gedurende een langere periode niet gebruikt adviseren wij u om de voetenwarmer in de originele verpakking op te bergen.
  - Zorg dat dit toestel afgekoeld is alvorens u het opvouwt.
  - Leg geen voorwerpen op de opgevouwen voetenwarmer wanneer deze bewaard wordt.
  - Berg het product op een droge plaats, verwijderd van vloeistoffen of warmtebronnen, op.
- Draag geen schoenen wanneer u de voetenwarmer gebruikt, omdat dit uw hittegevoeligheid verlaagt en de voetenwarmer vuil maakt.

## **IN DEZE VERPAKKING**

- 1 Voetenwarmer
- 1 Uitneembare Vlies Voering
- 1 Controller met kabel en plug-in verbinding
- 1 Gebruiksaanwijzing
- 1 Product catalogus
- 1 Service instructie
- 1 Membership kaart

## **BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT EN DE CONTROLLER** (zie figuur A)

1. Stroomsnoer met stekker
2. Controller
3. APS (Actief Protectie Systeem) met 3-kleuren led-display aan beide zijden
4. Schuifschakelaar voor ON, OFF en temperatuurinstellingen 1, 2, 3, 4
5. Uitneembare Vlies Voering
6. Voetenwarmer
7. Verbindingsdoos

## **VERSTELBARE VLIES VIERING**

(zie afbeelding B)

Het drukker ontwerp op de vlies voering kan u helpen de voering aan te passen om deze hoger rond uw voeten te wikkelen, meer gebied te bedekken en een knusser gevoel te geven.

## VOORBEREIDEN VOOR GEBRUIK

---

1. Zorg er altijd voor dat de voetenwarmer (6) niet gevouwen, gekreukeld of opgerold is.
2. Gebruik altijd de voetenwarmer (6) met de verwijderbare vlies voering (5) en gebruik alleen de meegeleverde voering.
3. Zorg er voor dat de controller (2) niet afgedekt is door een laken, kussen of enig ander voorwerp.
4. Steek de stekker (1) in het stopcontact.

Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer u het product niet meer gebruikt.

## AANZETTEN

---

Controleer elke keer voordat u die voetenwarmer (6) aanzet of deze niet opgerold, gevouwen of gekreukeld is.

Sluit het product alleen aan op 230 Volt wisselstroom. Schakel het product in met behulp van de handbediende schuifschakelaar (4) en het lampje op de APS (3) gaat branden om te controleren of het product correct is bediend.

## DE TEMPERATUUR INSTELLEN :

**4** = maximale warmte

**2 - 3** = gemiddelde warmte

**1** = minimale warmte

**0** = UIT

Om de voetenwarmer sneller op te warmen, is het raadzaam om de voetverwarming in eerste instantie op de hoogste temperatuur in te stellen.

### **APS (Actief Protectie Systeem) - 3 kleuren LED**

Dit product is uitgerust met APS (Actief Protectie Systeem) (3) - technologie die fouten in de werking of componentfouten detecteert. Door de driekleurige LED's (3) die aan beide zijden van de controller (2) zichtbaar zijn, kan APS u helpen de voetenwarmer gemakkelijk en veilig te bedienen.

Groen - Het toestel heeft de gewenste temperatuur bereikt.

Oranje - Het toestel verwarmt voor naar de gewenste / ingestelde temperatuur.

Ten gevolge van temperatuur wisselingen in verschillende omgevingen (kamer, bed etc) kan het APS LED lampje binnen enkele seconden wisselen tussen de groene - en oranje kleur. Dit geeft aan dat de voetenwarmer in gebruik is en wordt opgewarmd. Onder deze omstandigheden werkt uw product correct.

Rood licht - Mogelijke storing of oververhitting, schakel het apparaat onmiddellijk uit.

In de volgende situaties gaat het rode lampje branden om een waarschuwing aan te geven:


- Wanneer er kritieke componenten beschadigd zijn: verwijder de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Wanneer de verwarmingsdraden of andere

componenten zijn gebroken en het apparaat niet meer kan werken.

De bovengenoemde waarschuwingen kunnen niet alle defecte situaties dekken, omdat de schade aan sommige componenten niet tot rood licht zal leiden.

### TURBO VERWARMING

De voetenwarmer is voorzien van een turbo verwarmingsfunctie waardoor u binnen 7-10 minuten warmte voelt nadat u dit toestel heeft ingeschakeld.



### TIMER FUNCTIE

Nu kunt u genieten van de aangename warmte, vooral voor uw voeten. Deze voetenwarmer is uitgerust met een automatische uitschakelfunctie. Na ca. 90 minuten wordt de voetenwarmer automatisch uitgeschakeld. Om de voetenwarmer weer in gebruik te nemen, dient u de schuifschakelaar (4) eerst op '0' te zetten. Na ongeveer 5 seconden kunt u de voetenwarmer weer inschakelen.



### LET OP

- Gebruik de voetenwarmer niet wanneer deze gevouwen, gekreukeld op opgerold is.
- De elektronische onderdelen in de schakelaar kunnen warm worden als de voetenwarmer aan staat. Daarom dient de schakelaar niet afgedekt te worden of op de voetenwarmer te worden geplaatst.
- Controleer de temperatuur van de voetenwarmer niet met de hand, omdat de handen minder gevoelig zijn voor warmte dan de huid op de rest van de lichaamsdelen. De temperatuur kan met de hand lauw aanvoelen, maar kan voor uw voeten onaangenaam heet zijn.

### REINIGING EN ONDERHOUD

- Verwijder om elektrische schokken te voorkomen altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de voetenwarmer (6) reinigt.
- Gebruik een droge -, pluisvrije doek om de controller (2) te reinigen. Gebruik geen chemische - of schurende reinigingsmiddelen.

- Let op dat de voetenwarmer (6) niet chemisch gereinigd, uitgewrongen, geperst, gestreken of gebleekt mag worden. U mag de voetenwarmer ook niet in de wasdroger drogen.
- De voetenwarmer (6) kan met de hand worden gewassen op 30°C; kleine vlekken op de voetenwarmer kunnen met een licht vochtige doek of een zachte borstel worden schoongemaakt. De aansluitdoos (7) mag niet in contact komen met water of vloeistoffen.
- De uitneembare vlies voering (5) is wasmachinewasbaar. Stel de wasmachine in op een fijnwas programma op 30°C, de vlies voering mag alleen samen met ander textiel worden gewassen. Gebruik een fijnwasmiddel en doseer het volgens de instructies van de fabrikant. Gebruik altijd een waszak voor een betere bescherming van de stof.
- Was donker kleurige producten altijd apart.
- Breng de voetenwarmer (6) en de voering (5) na het wassen terug in de oorspronkelijke vorm, terwijl het nog vochtig is en leg het op een vochtabsorberende handdoek, mat of droogrek om het te laten drogen.
- Gebruik geen knijpers of vergelijkbare producten om de voetenwarmer (6) aan het droogrek vast te maken. De voetenwarmer kan hierdoor beschadigd raken.
- Gebruik de voetenwarmer (6) en de voering (5) uitsluitend wanneer deze volledig gedroogd is.
- Zet de voetenwarmer nooit aan om te drogen.

## OPBERGEN

Indien u dit toestel gedurende langere tijd niet gebruikt raden wij aan:

- Dit toestel altijd eerst te laten afkoelen voordat u deze opbergt.
- Berg het in de originele verpakking op en bewaar het op een droge plaats.
- Plaats geen voorwerpen op het product.

## MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING

Volgens de Europese regelgeving met betrekking tot elektrisch - en elektronisch afval mogen huishoudelijke apparaten niet bij het ongesorteerde huisvuil worden weggegooid, maar dienen bij uw plaatselijke inzamelpunt te worden ingeleverd, zodat diverse onderdelen weer kunnen



worden hergebruikt en zo minder milieubelastend zijn.

Het doorgestreepte afvalbak symbool bij dit product herinnert u aan deze verplichting. Neemt u voor informatie over uw plaatselijke regelgeving contact op met uw gemeente.

## **GARANTIE**

Wellcare verstrekt 2 jaar Garantie op dit product. Wellcare garandeert dat dit product vrij zal zijn van materiaalfouten en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de dag van uw aankoop.

Gedurende de garantieperiode van 2 jaar vanaf de dag van aankoop zal Wellcare defecte producten, die onder de garantievoorwaarden vallen, vervangen. Let op: om aanspraak op de Garantie te kunnen maken is een duidelijke kopie van uw aankoopbewijs noodzakelijk.

Om aanspraak op de garantie te maken verzoeken wij u, binnen de garantietermijn, uw defecte product bij de winkel waar u dit gekocht heeft in te leveren, voorzien van een duidelijke kopie van uw aankoopbewijs. Voor het vervangende product geldt de resterende garantietermijn van het oorspronkelijke product.

Wij adviseren u voordat u een niet goed werkend product naar de winkel terugbrengt contact op te nemen met onze klantenservice.

Let op: onze Garantie dekt niet alle schade als gevolg van verzending of andere oorzaken inclusief een ongeval, misbruik, problemen met uw stroomnetwerk, gebruik van het product anders dan in de gebruiksaanwijzing aangegeven, gebrekkig onderhoud, problemen ontstaan door zelfreparatie of toepassing van ongeschikte onderdelen en problemen ontstaan door reparatie door niet door Wellcare geautoriseerde service bedrijven. Tevens is deze Garantie niet van toepassing voor schade ontstaan door een defect dat u bij aankoop al bekend was.

Deze Garantie geeft u specifieke rechten, maar zo mogelijk heeft u ook andere rechten, die per land of rechtspraak kunnen verschillen. De verantwoordelijkheid van Wellcare voor storingen en defecten in het product is beperkt tot de vervanging zoals uiteengezet in deze verklaring van beperkte garantie. Alle expliciete - en impliciete garanties voor het product, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt in duur tot de duur van de beperkte Garantie, zoals hierboven uiteengezet is en geen enkele garantie, noch expliciet noch impliciet, na deze periode zal van toepassing zijn. Wellcare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid buiten de rechtsmiddelen uiteengezet in deze verklaring van beperkte garantie of aansprakelijkheid voor indirecte, incidentele - of gevolgschade.



**TECHNISCHE GEGEVENS**

Model : WE-167FWH

Afmeting : 30 (L) x 26 (B) x 21 (H) CM

Voltage : 230V- 50Hz

Watts : 100W



## Explication des symboles



Lire les consignes



Ne pas utiliser plié ou comprimé



Ne pas enfoncer une aiguille



Ne doit pas être utilisé par des enfants en bas âge (0-3 ans)



Ne pas nettoyer à sec



Laver à la main.  
Température maximale 30°C



La doublure peut être lavée avec un programme de lavage extra doux à 30°C !



Ne pas blanchir



Ne pas sécher au sèche-linge



Ne pas repasser

**IPX1**

À l'épreuve des gouttes!  
(valide pour le chauffe-pieds)

Merci d'avoir acheté le chauffe-pieds électrique de Wellcare.

Pour bénéficier d'un confort maximal et être assuré d'une satisfaction optimale, prenez le temps de lire attentivement ces instructions avant votre première utilisation de cette sous-couverture électrique.




---

## **INSTRUCTIONS DE SECURITÉ IMPORTANTES CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE CONSERVÉES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**

### **GARDEZ CES INSTRUCTIONS SOUS LA MAIN!**

Ce chauffe-pieds a été conçu pour durer de longues années s'il est correctement utilisé. Gardez donc ces instructions afin de les consulter si besoin en est. Si une autre personne utilise ce chauffe-lit, il faut lui remettre ce mode d'emploi.

Si vous laissez quelqu'un d'autre utiliser ce produit, remettez-lui ce mode d'emploi et assurez-vous qu'il en ait pris connaissance avant l'utilisation.



## Technologie 4D DWF® (voir fig. C)

Ce chauffe-pieds électrique intègre la dernière technologie novatrice 4D DWF® de WELLCARE. Cette technologie est une révolution dans le secteur du chauffage flexible; elle est le fruit d'un processus de production dernier cri.

Notre environnement physique se compose de trois dimensions : largeur, hauteur et profondeur. C'est de là que vient le terme "3D". Wellcare présente maintenant sa technologie 4D DWF®, dont la quatrième dimension est la "température" fournie par un flux de chaleur dynamique. 4D DWF® exploite un concept de système respirant qui crée une circulation de chaleur sur le corps entier, de façon à assurer une dispersion de chaleur homogène, intégrale et rapide. La chaleur est générée par les éléments chauffants. Elle s'accumule autour de plusieurs centaines de trous circulaires à la conception exclusive. Par ces trous, la chaleur se répand dans deux directions afin de créer un flux de chaleur léger. L'énergie thermique peut ainsi circuler rapidement pour réchauffer le corps.

Cette technologie novatrice offre les avantages suivants:

- Meilleure respirabilité
- Chauffage rapide
- Température plus élevée
- Conception exclusive des trous assurant une circulation à 360 degrés de la chaleur
- Surface de distribution de chaleur plus importante
- Transmission de chaleur efficace
- Les flux de chaleur conservent l'humidité ambiante
- Chaleur maintenue à température constante
- Économe en énergie

## **Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical en milieu hospitalier.**

- Lisez attentivement ce mode d'emploi et suivez les Instructions.
- Inspectez régulièrement l'appareil pour vous assurer qu'il ne présente pas des signes d'usure et qu'il n'est pas endommagé. Si l'appareil a été mal utilisé ou ne fonctionne pas, ne le rallumez pas et retournez-le au fournisseur.
- N'utilisez pas cet appareil s'il présente des dommages visibles.
- Veillez à toujours respecter les consignes de ce mode d'emploi lorsque vous utilisez l'appareil.
- Avant de raccorder le chauffe-pieds à votre alimentation électrique, assurez-vous que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique est compatible avec celle du secteur.
- Le chauffe-pieds ne doit pas être utilisé s'il est plié ou froissé.
- N'utilisez pas ce coussin chauffant avec des personnes infirmes, des petits enfants, des personnes insensibles à la chaleur ou des animaux. Les personnes avec une sensibilité à la chaleur limitée ne peuvent utiliser cet appareil que sous supervision.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou des personnes vulnérables incapables de réagir à une surchauffe.

- Ne percez pas le chauffe-pieds avec des aiguilles, des épingles ou d'autres objets pointus.
- Ne tirez pas sur les câbles, ne les entortillez pas et ne les pliez pas.
- Ne transportez pas le chauffe-pieds et ne le débranchez pas en tirant sur son câble secteur.
- N'exposez pas le contrôleur, le boîtier de connexion ni le câble secteur à l'humidité ou à des liquides.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il est humide et uniquement dans un environnement sec.
- Ne laissez pas le chauffe-pieds fonctionner sans surveillance.
- Attention! Ne vous endormez pas lorsque l'appareil fonctionne.
- Une utilisation prolongée peut provoquer des brûlures.
- Si vous utilisez l'appareil pendant une période prolongée (si vous vous endormez), la température doit être réglée sur le niveau le plus bas (réglage 1), afin d'éviter une surchauffe sur la même partie du corps, qui pourrait provoquer des brûlures.
- Un câble secteur endommagé ne peut pas être remplacé. Si le câble secteur est endommagé, le chauffe-pieds doit être mis au rebut.
- Lorsque le chauffe-pieds est allumé,
  - Ne posez pas d'objets lourds ou de grande taille (comme des valises, etc.) dessus.



- Ne placez pas de sources de chaleur (comme des bouillottes, des coussins chauffants, etc. dessus).
- En raison de ses composants, le contrôleur peut légèrement chauffer; ne le recouvrez donc jamais et ne le placez pas sur le coussin chauffant ou sur un oreiller, et ne vous couchez pas sur la résistance du matelas électrique.
- Ne pliez pas le chauffe-pieds lorsqu'il est chaud.
- Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance afin d'éviter qu'ils ne jouent avec cet appareil.
- Les enfants de moins de trois ans (0 ~ 3 ans) ne sont pas autorisés à utiliser cet appareil, car ils ne sont pas en mesure de réagir à une surchauffe.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par de jeunes enfants de plus de trois ans (de 3 à 8 ans), sauf si le contrôleur a été préréglé par un parent ou un tuteur ou si l'enfant a reçu des instructions sur l'utilisation de la couverture en toute sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à partir du moment où elles sont surveillées ou qu'on leur a montré comment utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers qui en

résultent.

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans supervision.
- Pour toute question relative à un problème de santé, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas le chauffe-pieds sur des parties du corps enflées, blessées ou enflammées.
- Si l'application est ressentie comme étant désagréable, voire douloureuse, interrompez immédiatement le traitement.
- Si vous utilisez un stimulateur cardiaque, consultez votre médecin et le fabricant du stimulateur cardiaque avant d'utiliser ce produit : il émet un champ électromagnétique pouvant interférer avec les fonctions de votre stimulateur cardiaque dans certaines circonstances.
- Ce chauffe-pieds est exclusivement destiné à réchauffer le corps humain. Ne l'utilisez pas sur un animal.
- Lorsque le chauffe-pieds n'est pas utilisé:
  - Réglez l'interrupteur à glissière du contrôleur en position « 0 » (éteint).
  - La fiche doit être retirée de la prise murale et le chauffe-pieds doit être stocké dans un lieu sec, sans rien poser dessus.
- Quand vous ne comptez pas utiliser le chauffe-pieds pendant un certain temps,

nous recommandons de le conserver dans son emballage d'origine.

- Laissez-le refroidir avant de le ranger.
- Ne pliez pas le chauffe-pieds en plaçant des articles pendant l'entreposage.
- Stockez-le dans un endroit sec, à l'écart des liquides et des sources de chaleur.
- Ne portez pas de chaussures lorsque vous utilisez le chauffe-pieds. Cela diminuerait votre sensibilité à la chaleur et vous risqueriez de salir le chauffe-pieds.

## **CONTENU DE L'EMBALLAGE**

- 1 Chauffe-pieds
- 1 Doublure molletonnée amovible
- 1 Contrôleur avec câble et connecteur enfichable
- 1 Mode d'emploi
- 1 Catalogue des produits
- 1 Instruction de service
- 1 Carte de Membre

## **DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET DU CONTRÔLEUR** (voir fig. A)

1. Câble d'alimentation avec fiche
2. Contrôleur
3. APS (Active Protection System) avec afficheur LED tricolore (des deux côtés)
4. Interrupteur pour mise en service/hors service et réglage de température (1, 2, 3, 4)
5. Doublure molletonnée amovible
6. Chauffe-pieds
7. Boîtier de connexion

## **DOUBLURE MOLLETONNÉE RÉGLABLE**

(voir fig. B)

La conception à bouton pression de la doublure molletonnée peut vous aider à ajuster la doublure pour envelopper les pieds plus haut, couvrir plus de surface et vous procurer une sensation plus confortable.

## PRÉPARATION DE L'UTILISATION

---

1. Assurez-vous que le chauffe-pieds (6) n'est pas plié ni froissé.
2. Utilisez toujours le chauffe-pieds (6) avec la doublure molletonnée amovible (5) et n'utilisez que celle qui vous a été fournie.
3. Assurez-vous que le contrôleur (2) n'est pas couvert par le drap, un oreiller ou d'autres objets.
4. Branchez le câble secteur (1) à la prise.  
Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsqu'il est inutilisé.

## ALLUMEZ

---

Assurez-vous que le chauffe-pieds (6) n'est pas plié ni froissé.

Ne branchez le produit qu'à une tension de 230 Volts. Allumez le produit à l'aide du commutateur à glissière manuel (4) et le voyant de l'APS (3) s'allumera pour vous assurer que le produit a été utilisé correctement.

### Réglage de la température :

- 4 = Chaleur maximale**
- 2-3 = Chaleur moyenne**
- 1 = Chaleur minimale**
- 0 = Éteint**

Pour réchauffer le chauffe-pieds plus rapidement, il est recommandé de régler d'abord le chauffe-pieds à la température la plus élevée.

## **APS (Active Protection System) - LED tricolore**

Ce produit est doté de la technologie APS (Active Protection System) (3), qui détecte les erreurs de fonctionnement ou les défaillances des composants. Grâce aux LED tricolores (3) visibles sur les deux côtés du contrôleur (2), APS vous aide à utiliser le chauffe-pieds plus de façon aisée et sûre.

Vert - Le chauffe-pieds a atteint le niveau de température désiré.

Orange - Le chauffe-pieds est en train de se préchauffer afin d'atteindre le niveau de température désiré.

En raison de la variation de température dans des environnements différents (chambre, lit, etc.), il se peut que la LED APS passe en quelques secondes du vert à l'orange, ce qui indique un chauffage continu lorsque le produit est en cours d'utilisation. Dans une telle situation, notez que le produit fonctionne correctement.

Rouge et sonnerie - Possibilité de défaillance ou de surchauffe ; cessez immédiatement toute utilisation.

Dans les situations suivantes, le témoin rouge


s'allume pour indiquer un avertissement :

- Lorsque les composants critiques sont endommagés : Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Lorsque les fils chauffants ou d'autres composants sont cassés et que l'appareil ne peut plus fonctionner.

Les avertissements ci-dessus ne peuvent pas couvrir toutes les défaillances possibles, car la défaillance de certains composants n'entraîne pas l'allumage de la LED en rouge ni une sonnerie.

### CHAUFFADE TURBO

Le chauffe-pieds est doté d'une fonction de chauffage turbo qui permet à l'utilisateur de ressentir la chaleur dans les 7 à 10 minutes après son allumage.



### FONCTION MINUTERIE

Vous pouvez désormais profiter d'une chaleur agréable, spécialement pour les pieds. Ce chauffe-pieds est doté d'une fonction d'extinction automatique. Le chauffe-pieds s'éteint automatiquement après environ 90 minutes. Pour le rallumer, vous devez d'abord régler l'interrupteur (4) en position « 0 ». Vous pouvez rallumer le chauffe-pieds après environ 5 secondes.



### ATTENTION

- N'utilisez pas le chauffe-pieds s'il est plié ou froissé.
- En raison de ses composants, le contrôleur peut légèrement chauffer ; ne le recouvrez donc jamais et ne le placez pas sur le coussin chauffant ou sur un oreiller, et ne vous couchez pas sur la résistance du matelas électrique.
- Évitez de mesurer la température du chauffe-pieds à la main, car

les mains sont moins sensibles à la chaleur que la peau du reste du corps. La température peut sembler tiède à la main, mais elle peut être désagréablement chaude aux pieds.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de nettoyer le chauffe-pieds (6), débranchez-le toujours de la prise murale. Sinon, vous risqueriez de vous électrocuter.
- Pour nettoyer le contrôleur (2), utilisez un chiffon sec non pelucheux. N'utilisez pas de détergents chimiques ou abrasifs.
- Notez que le chauffe-pieds (6) ne doit pas être nettoyé à sec, tordu, séché en machine, pressé, repassé ou blanchi.
- Le chauffe-pieds (6) peut être lavé à la main à 30°C. Les petites traces sur le chauffe-pieds peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon légèrement humide ou d'une brosse douce. Le boîtier de connexion (7) ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou des liquides.
- La doublure molletonnée amovible (5) est lavable en machine. Réglez la machine à laver sur un cycle de lavage doux à 30°C. La doublure molletonnée ne doit être lavée qu'avec d'autres textiles. Utilisez un détergent doux pour textiles délicats et dosez-le selon les instructions du fabricant. Utilisez toujours un sac de lavage pour protéger le tissu.
- Pour les couleurs sombres, lavez toujours à part.
- Après le lavage, remettez le chauffe-pieds (6) et la doublure molletonnée (5) en forme tant qu'ils sont encore humides. Pour les faire sécher, posez-les à plat sur une serviette ou un tapis absorbant ou sur un étendoir.
- N'utilisez pas de pinces à linge pour fixer le chauffe-pieds (6) à l'étendoir, car vous risqueriez de l'endommager.
- N'utilisez le chauffe-pieds (6) et la doublure molletonnée (5) que lorsqu'ils sont complètement secs.

## STOCKAGE

Si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une longue période, suivez les conseils suivants:

- Laissez toujours le produit refroidir avant de la ranger.
- Rangez-la dans l'emballage d'origine et placez-la dans un endroit sec.
- Ne posez aucun objet au-dessus de l'appareil.



## ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE

Suivant la directive de l'Union Européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électroménagers ne peuvent plus être déposés avec les déchets résiduels, mais à un point de collecte local afin de rendre possible le recyclage des pièces et de réduire ainsi la perte de ressources précieuses.



Le symbole de la poubelle barrée vous rappelle de cette obligation. Contactez le service communal concerné pour apprendre plus sur les règles locales.

## CONDITIONS DE GARANTIE

Remarque Wellcare fournit une garantie limitée de deux ans sur ce produit. Wellcare garantit que ce produit sera exempt de tout défaut matériel et de fabrication pendant une période de deux ans à partir de la date d'achat.

Au cours de la période de deux ans qui débute à la date d'achat, Wellcare s'engage à remplacer les produits défectueux couverts par cette garantie limitée. Notez qu'une copie lisible de la preuve d'achat du produit est requise. Pour demander une intervention dans le cadre de la garantie limitée, ramenez le produit défectueux dans le magasin où vous l'avez acheté, avec une copie lisible de la preuve d'achat, pendant la période de garantie limitée. Le produit de remplacement reprendra la période restante de garantie limitée du produit initial.

Si votre produit rencontre un problème, nous vous conseillons d'appeler notre helpdesk avant de le ramener au magasin où vous l'avez acheté.

Notez toutefois que notre garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par l'expédition du produit à votre adresse ni par des causes externes, et notamment : accidents, utilisation abusive ou inappropriée, problèmes électriques, utilisation non conforme aux instructions du produit, défaut d'entretien raisonnable, problèmes causés par l'emploi de pièces et de composants non fournis par Wellcare, ainsi que les problèmes causés par une réparation non autorisée du produit Wellcare. En outre, notre garantie limitée ne couvre pas les dommages dus à des défauts dont vous auriez connaissance lorsque vous avez acheté le produit.

Cette garantie limitée vous octroie des droits spécifiques reconnus par la loi, ainsi que d'autres variant d'un pays (ou d'une juridiction) à l'autre. La responsabilité de Wellcare à l'égard de défaillances et de défauts du

produit se limite à son remplacement, tel qu'exposé dans la présente déclaration de garantie limitée. Toutes les garanties explicites et implicites pour le produit, y compris, mais de manière non exhaustive, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à la période de garantie limitée exposée ci-dessus, et aucune garantie, explicite ou implicite, n'est d'application au terme de cette période. Wellcare décline toute responsabilité au-delà des recours exposés dans cette garantie limitée ou à l'égard de dommages indirects, accidentels ou consécutifs.

## **DONNÉES TECHNIQUES**

Modèle: WE-167FWH

Dimensions : 30 (L) x 26 (l) x 21 (H) CM

Alimentation électrique : 230V~ 50Hz

Puissance calorifique : 100W



**WELLCARE**

[wellcare-global.com](http://wellcare-global.com)